

iFlo
-lämpömaski

Kärsitkö kuivista ja väsyneistä silmistä?

Lämpö lievittää kuivasilmäisyyden oireita, aktivoimalla öljyä tuottavien rauhasen toimintaa. Lämpöhoito on tärkeä osa kuivien silmien hoitoa.

iFlo -lämpömaski silmiesi hoitoon

- **Lämmittää** – valitse sopiva lämpötila kolmesta vaihtoehdosta
- **Rentouttaa** – 12 min lämpöhoito
- **Kosteuttaa** – lämpö aktivoi ja pehmittää luomea

**Auta silmiäsi
voimaan paremmin!**

EyeVision



iFlo -lämpömaski

Suunniteltu tarjoamaan lämmittävää mukavuutta silmille. iFlo -lämpömaski on tehokas apu kuivien silmien hoidossa.

iFlo toimii yhdistettynä virtapankkiin, tietokoneeseen tai muuhun virtalähteeseen.

Lämpömaskin lämpö voi lievittää silmien väsymystä ja kuivasilmäisyyden aiheuttamaa epämukavuutta.




Lämpö nopeuttaa verenkiertoa silmän ympärillä ja näin estää tummien silmänalusien syntymistä. Lämpömaski on valmistettu laadukkaasta materiaalista. Sisäpinnalla on irroitettava ja konepestävä kangas.



Kuinka käytät iFlo -lämpömaskia?

- 1 Yhdistä virtajohto virtapankkiin tai CE-hyväksytyllä verkkolaturilla verkkovirtaan
- 2 Kytke virta päälle ja valitse sopiva lämpötila painamalla lyhyesti virtakytintä.
 - 1. painallus: punainen valo, 44 °C
 - 2. painallus: sininen valo, 41 °C
 - 3. painallus: vihreä valo, 39°CValitse lämpötila, joka tuntuu luomilla miellyttävältä, ei liian kuumalta.
- 3 Aseta lämpömaski mukavasti silmillesi. Muotoile painelemalla nenän kohta kasvoillesi sopivaksi.
- 4 Nauti lämmöstä. Laite sammuu automaattisesti 12 minuutin kuluttua.
- 5 Hiero meibomin rauhasen öljy liikkeelle:
 - Yläluomi: Painele ylhäältä alaspäin ripsiin asti.
 - Alaluomi: Painele alhaalta ylöspäin ripsiin asti.
 - Toista 4 kertaa koko luomen leveydeltä.
- 6 Silmien lämpöhoito iFlolla on hyvä tehdä päivittäin.

Ohjeita noudattamalla saat parhaan hyödyn lämpömaskin käytöstä!



EyeVision